





















positioning
patients for life.®

ГЛОСАР СИМБОЛА

СИМБОЛ	НАЗИВ СИМБОЛА	ОПИС	СТАНДАРДНИ НАЗИВ И БРОЈ ОЗНАКЕ	РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ
	Датум производње	Указује на датум када је медицинско средство произведено.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицинска средства) – Символи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.1.3
	Произвођач	Указује на произвођача медицинског средства, као што је дефинисано у Директивама ЕУ 90/385/ЕЕС, 93/42/ЕЕС и 98/79/ЕС.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицинска средства) – Символи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.1.1
	Овлашћени представник у Европској заједници	Указује на овлашћеног представника у Европској заједници.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицинска средства) – Символи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.1.2
	Conformité Européenne (Усаглашеност са европским законима)	СЕ ознака на производу представља изјаву произвођача да је производ усаглашен са основним захтевима релевантних европских закона који се тичу здравља, безбедности и заштите животне средине.	Директива 93/68/ЕЕС.	Није доступно
	Број за поновну поруџбину	Указује на каталогски број произвођача помоћу којег се медицинско средство може идентификовати.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицинска средства) – Символи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.1.6
	Серијски број	Указује на серијски број произвођача помоћу којег се одређено медицинско средство може идентификовати.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицинска средства) – Символи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.1.7
	Код пакета	Указује на код пакета произвођача помоћу којег се пакет или серија могу идентификовати.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицинска средства) – Символи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.1.5

СИМБОЛ	НАЗИВ СИМБОЛА	ОПИС	СТАНДАРДНИ НАЗИВ И БРОЈ ОЗНАКЕ	РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ
	Прочитати упутство за употребу/књижицу са упутствима	Означава да је неопходно прочитати упутство за употребу/књижицу са упутствима.	ISO 7010 – Graphical Symbols (ISO 7010 – Графички симболи) – Безбедносне боје и безбедносни знакови – Регистровани безбедносни знакови.	ISO 7010-M002
	Погледати упутство за употребу	Указује на то да корисник треба да погледа Упутство за употребу.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицинска средства) – Симболи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.4.3
	Општи знак обавезне радње	Означава обавезну радњу.	ISO 7010 – Graphical Symbols (ISO 7010 – Графички симболи) – Безбедносне боје и безбедносни знакови – Регистровани безбедносни знакови.	ISO 7010-M001
	Безбедно за МР	Производ који не представља никакву познату опасност услед изложености окружењу са МР. Производи који имају ознаку „Безбедно за МР“ направљени су од материјала који не проводе струју и који не садрже метале и магнете.	ASTM F2503 – 13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (ASTM F2503 – 13 Стандардна пракса за означавање медицинских средстава и других производа у погледу безбедности у окружењу са магнетном резонанцом).	7.3.1
	Условно за МР	Производ који је доказано безбедан у окружењу са МР у оквиру дефинисаних услова.	ASTM F2503 – 13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (ASTM F2503 – 13 Стандардна пракса за означавање медицинских средстава и других производа у погледу безбедности у окружењу са магнетном резонанцом).	7.3.2
	Није безбедно за МР	Производ који представља неприхватљиве ризике по пацијента, медицинско особље или друге особе у окружењу са МР.	ASTM F2503 – 13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (ASTM F2503 – 13 Стандардна пракса за означавање медицинских средстава и других производа у погледу безбедности у окружењу са магнетном резонанцом).	7.3.3
	Опрез	Указује да је потребно да корисник у упутству за употребу потражи важне информације о мерама опреза, као што су упозорења и мере предострожности, које се, из разних разлога, не могу поставити на само медицинско средство.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицинска средства) – Симболи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.4.4
	Општи знак упозорења	Означава опште упозорење.	ISO 7010 – Graphical Symbols (ISO 7010 – Графички симболи) – Безбедносне боје и безбедносни знакови – Регистровани безбедносни знакови.	ISO 7010-W001

СИМБОЛ	НАЗИВ СИМБОЛА	ОПИС	СТАНДАРДНИ НАЗИВ И БРОЈ ОЗНАКЕ	РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ
	Упозорење; електрицитет	Упозорење на електрицитет	ISO 7010—Graphical Symbols (ISO 7010 – Графички симболи) – Безбедносне боје и безбедносни знакови – Регистровани безбедносни знакови	ISO 7010-W012
	Није за поновну употребу	Означава медицинско средство које је предвиђено за једнократну употребу или за употребу на једном пацијенту током једне процедуре.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ ISO 15223-1 – Медицинска средства) – Симболи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.4.2
	Заштитна изолација: Уређаји класе II заштите	Служи за идентификацију опреме која испуњава безбедносне захтеве наведене за опрему класе II.	ISO 7010 – Graphical Symbols (ISO 7010 – Графички симболи) – Безбедносне боје и безбедносни знакови – Регистровани безбедносни знакови.	IEC 60417-5172
	Директива о одлагању електричне и електронске опреме (WEEE)	Одбачене производе не треба одлагати са кућним отпадом, већ на локацију коју су за то одредиле локалне власти.	Директива о одлагању електричне и електронске опреме (WEEE).	RoHS директива 2002/96/EC
	Примењени део типа BF	На медицинској опреми. Служи за идентификацију примењеног дела типа BF који је у складу са Директивом IEC 60601-1.	IEC 60417 – Graphical Symbols for Use on Equipment (IEC 60417 – Графички симболи који се користе на опреми).	IEC 60417-5333
	Примењени део типа B	На медицинској опреми. Служи за идентификацију примењеног дела типа B који је у складу са Директивом IEC 60601-1.	IEC 60417 – Graphical Symbols for Use on Equipment (IEC 60417 – Графички симболи који се користе на опреми).	IEC 60417-5840
	Чувати на сувом	Указује на то да је медицинско средство потребно заштитити од влаге.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ ISO 15223-1 Медицинска средства) – Симболи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.3.4
	Ломљиво, руковати пажљиво	Указује на медицинско средство које се може поломити или оштетити ако се њиме не рукује пажљиво.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO & ANSI/AAMI/ ISO 15223-1 Медицинска средства) – Симболи који се користе уз ознаке медицинских средстава – Општи захтеви.	5.3.1
	Ова страна иде горе	Указује на одговарајући усправан положај пакета приликом транспорта.	ISO 7000 – Graphical symbols for use on equipment (ISO 7000 – Графички симболи који се користе на опреми) – Регистровани симболи.	ISO 7000-6023
	Ограничење температуре	Указује на максималну и минималну температуру на којој треба складиштити, транспортовати или чувати производ.	ISO 7000 – Graphical symbols for use on equipment (ISO 7000 – Графички симболи који се користе на опреми) – Регистровани симболи.	ISO 7000-6032

СИМБОЛ	НАЗИВ СИМБОЛА	ОПИС	СТАНДАРДНИ НАЗИВ И БРОЈ ОЗНАКЕ	РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ
QTY	Количина	Показује количину медицинских средстава у паковању.	Није доступно	Није доступно
PO	Поруџбина	Показује број поруџбине клијента за куповину медицинског средства у паковању.	Није доступно	Није доступно